

# INTEX<sup>®</sup>-Drogentests

Schnelltests zum Nachweis von Drogenspuren im Urin

## **Schnelle und zuverlässige Diagnose!**

Die INTEX<sup>®</sup>-Drogentests sind immunologische, lateral fließende Einstufen-Schnelltests zum raschen, qualitativen Nachweis von Drogenspuren im Urin. Die INTEX<sup>®</sup>-Drogentests sind als Einzeldrogentest oder als Multidrogentests erhältlich.



## **Testeigenschaften**

- Schnelltest zum Nachweis von Drogen im Urin
- Eingebaute Funktionskontrolle
- Keine zusätzlichen Reagenzien nötig
- Pro Test sind bis zu 6 Drogen nachweisbar
- Benötigte Urinmenge nur 0.2 mL
- Einfache Handhabung
- Resultate in 3-8 Minuten
- Lagerung bei Raumtemperatur bis zu 18 Monaten

Nachweisgrenzen der INTEX<sup>®</sup>-Drogentests Single, Multi und Drug Screen Card:

Droge	Nachweisgrenze	Wirkungsdauer	Nachweisdauer
Amphetamin	1'000 ng/mL	2 -4 h	2 – 4 Tage
Barbiturate	300 ng/mL	4 – 12 h	3 - 21Tage
Benzodiazepine	300 ng/mL	3 – 24 h	Bis 14 Tage
Buprenorphin	10 ng/mL		
Cocain	300 ng/mL	1 – 2 h	2 – 3 Tage
Ecstasy (MDMA)	1'000 ng/mL		
Metamphetamin	1'000 ng/mL	2 – 4 h	1 – 4 Tage
Methadon	300 ng/mL	4 – 6 h parente- ral, 22 – 48 h oral	2 – 4 Tage
Opiate (Morphin, Heroin, Codein)	300 ng/mL	3- 6 h	2 – 3 Tage
TCA (Trizyklische Antidepressiva)	1'000 ng/mL	19 h	2 – 3 Tage
THC (Cannaboide)	50 ng/mL	2 – 4 h	Bis 20 Tage

## INTEX<sup>®</sup> Drogentest Single

Die INTEX<sup>®</sup>-Drogentests Single können zum Nachweis von folgenden Drogen verwendet werden:


- Amphetamin
- Barbiturate
- Benzodiazepine
- Buprenorphin
- Cocain
- Ecstasy (MDMA)
- Methadon
- Methamphetamin
- Opiate (Morphium, Heroin, Codein)
- TCA (Trizyklische Antidepressiva)
- THC (Cannabinoide)



## INTEX<sup>®</sup> Drogentest Drug Screen Card

Die INTEX<sup>®</sup>-Drogentests Drug Screen Card ist ein Streifentest und kann zum Nachweis von bis zu 6 verschiedene Drogen pro Test verwendet werden. Folgende

- Drug Screen Card 3 (OPI/COC/THC)
- Drug Screen Card 4 (OPI/THC/BZO/MTD)
- Drug Screen Card 5 – A (AMP/COC/M-AMP/OPI/THC)
- Drug Screen Card 5 – B (AMP/BZO/COC/MTD/OPI)
- Drug Screen Card 5 – C (AMP/BZO/COC/OPI/THC)
- Drug Screen Card 5 – D (BZO/COC/MTD/OPI/THC)
- Drug Screen Card 6 (AMP/BZO/COC/MTD/ OPI/THC)



## INTEX<sup>®</sup> Drogentest Multi

Die INTEX<sup>®</sup>-Drogentests Multi-6 ist ein Kassettentest und kann zum Nachweis bis zu 6 verschiedene Drogen pro Test verwendet werden.

- Drogentest Multi 5 – A (AMP/COC/M-AMP/OPI/THC)
- Drogentest Multi – 6 (AMP/BZO/COC/MTD/ OPI/THC)



## Unser Sortiment an Drogentests:

Artikelnummer	Produkt	Bestimmung	Methode
DKAMP-10	Amphetamin	10	Kassettestest
DKBAR-10	Barbiturate	10	Kassettestest
DKBZO-10	Benzodiazepine	10	Kassettestest
DKBUP-10	Buprenorphin	10	Kassettestest
DKCOC-10	Cocain	10	Kassettestest
DKMDMA-10	Ecstasy (MDMA)	10	Kassettestest
DKMTD-10	Methadon	10	Kassettestest
DKMAMP-10	Methamphetamin	10	Kassettestest
DKOPI-10	Opiate (Morphium, Heroin, Codein)	10	Kassettestest
DKTCA-10	TCA (Trizyklische Antidepressiva)	10	Kassettestest
DKTHC-10	THC (Cannabinoide)	10	Kassettestest
DDSC3-10	Drug Screen Card 3 (OPI/COC/THC)	10	Multistreifentest
DDSC4-10	Drug Screen Card 4 (OPI/THC/BZO/MTD)	10	Multistreifentest
DDSC5A-10	Drug Screen Card 5 – A (AMP/COC/M-AMP/OPI/THC)	10	Multistreifentest
DKM5A-10	Drogentest Multi 5 – A (AMP/COC/M-AMP/OPI/THC)	10	Kassettestest
DDSC5B-10	Drug Screen Card 5 – B (AMP/BZO/COC/MTD/OPI)	10	Multistreifentest
DDSC5C-10	Drug Screen Card 5 – C (AMP/BZO/COC/OPI/THC)	10	Multistreifentest
DDSC5D-10	Drug Screen Card 5 – D (BZO/COC/MTD/OPI/THC)	10	Multistreifentest
DDSC6-10	Drug Screen Card 6 (AMP/BZO/COC/MTD/ OPI/THC)	10	Multistreifentest
TQMT610	Drogentest Multi – 6 (AMP/BZO/COC/MTD/ OPI/THC)	10	Kassettestest

Die Nachweisgrenzen des INTEX<sup>®</sup>-Drogentests entsprechen den Richtlinien der NIDA (National Institute of Drug Abuse).

Die INTEX<sup>®</sup>-Drogentests sind von der Food and Drug Administration (FDA) zugelassen.

Die INTEX<sup>®</sup>-Drogentests werden gemäss der Richtlinien von GMP produziert und durchlaufen regelmässig unsere interne Qualitätskontrolle.



**INTEX<sup>®</sup>**  
Diagnostika

### INTEX<sup>®</sup> Pharmazeutica AG

Hofackerstrasse 77  
CH-4132 Muttenz  
Tel. (0041) 61 465 90 70  
Fax (0041) 61 465 90 71  
service.ch@intex-diagnostika.com

### INTEX<sup>®</sup> Diagnostika GmbH

Hauptstrasse 435  
DE-79576 Weil am Rhein  
Tel. (0049) 7621 940 90 80  
Fax (0049) 7621 940 90 84  
service@intex-diagnostika.com

### IDSAN<sup>®</sup>

Árpád u. 3/b. fdsz. 1  
HU-1195 Budapest  
Tel. (0036) 1 357 65 98  
Fax (0036) 1 357 65 99  
intex@t-online.hu

[www.intex-diagnostika.com](http://www.intex-diagnostika.com)