

IMPORTANT * IMPORTANT * IMPORTANT * IMPORTANT *

Cher clients,

suite à l'amélioration de la sensibilité de notre INTEX Helicobacter Pylori Test nous vous demandons de faire attention à l'exécution du test:

*Pipetez l'échantillon à l'aide d'une capillaire ou d'une pipette de laboratoire dans l'ouverture de la cassette. **Quantité pour sérum, plasma ou sang total: 5-10 µl***

*Ajoutez **3 gouttes** de solution diluante dans l'ouverture ronde de la cassette (tenez le flacon verticalement).*

*Lisez le résultat après **15 minutes** après avoir ajouté la solution diluante. Plus d'interprétation après 30 minutes.*

Merci de faire attention.

INTEX Pharmazeutica AG, CH – 4132 Muttenz

IMPORTANT * IMPORTANT * IMPORTANT * IMPORTANT *

IMPORTANT * IMPORTANT * IMPORTANT * IMPORTANT *

Cher clients,

suite à l'amélioration de la sensibilité de notre INTEX Helicobacter Pylori Test nous vous demandons de faire attention à l'exécution du test:

*Pipetez l'échantillon à l'aide d'une capillaire ou d'une pipette de laboratoire dans l'ouverture de la cassette. **Quantité pour sérum, plasma ou sang total: 5-10 µl***

*Ajoutez **3 gouttes** de solution diluante dans l'ouverture ronde de la cassette (tenez le flacon verticalement).*

*Lisez le résultat après **15 minutes** après avoir ajouté la solution diluante. Plus d'interprétation après 30 minutes.*

Merci de faire attention.

INTEX Pharmazeutica AG, CH – 4132 Muttenz

IMPORTANT * IMPORTANT * IMPORTANT * IMPORTANT *